

MODE D'EMPLOI INDICATEURS THERMOSENSIBLES « *Timestrip complete* » : (indicateur combiné chaleur/gel) (timestrip.com)

ENTREPOSAGE DE L'INDICATEUR THERMOSENSIBLE

Doit être à la température pièce et à l'abri de la lumière

EMBALLAGE DES VACCINS

- **Activer** l'indicateur thermosensible en pesant sur le bouton « ON », il apparaîtra dans la 1^{ère} fenêtre tel qu'indiqué sur l'image à droite.
- **Insérer l'indicateur entre les vaccins**
- **En cas d'interruption de préparation de la glacière**, remettre l'indicateur activé au frigo jusqu'à temps que la glacière soit prête.



RÉCEPTION DES VACCINS

Vérification de l'indicateur de chaleur :



S'assurer que le bouton : « ON » est voyant; cela signifie que l'indicateur a été activé.



2-8°C

- Si aucune couleur bleue n'apparaît dans la fenêtre blanche de l'indicateur, vous pouvez utiliser les vaccins. NOTE : les indicateurs sont à usage unique et ne sont pas réutilisables.
- Si une couleur bleue apparaît dans la fenêtre blanche, cela signifie que les vaccins ont été exposés à une température égale ou supérieure à 8° C. Les chiffres (en heures) indiquent la durée approximative de l'exposition au-dessus de 8° C.
- Placez les vaccins et l'indicateur thermosensible en quarantaine entre 2° C et 8° C.
- Contactez immédiatement votre GV LOCAL et remplissez le formulaire de demande d'évaluation BCF, puis le faire parvenir à l'équipe régionale de gestion des vaccins par courriel :
gestionvaccinsestrie.ciusssechus@ssss.gouv.qc.ca

Vérification de l'indicateur de froid :



< 2°C

**** Aucune activation n'est requise**

- Si aucune couleur rouge n'apparaît dans le cercle vert de l'indicateur, vous pouvez utiliser les vaccins.
- Si une couleur rouge apparaît dans le cercle, cela signifie que les vaccins ont été exposés à une température inférieure à 2° C.
- Placez les vaccins et l'indicateur thermosensible en quarantaine entre 2° C et 8° C.
- Contactez immédiatement votre GV LOCAL et remplissez le formulaire de demande d'évaluation BCF, disponible sur le site de Santé-Estrie, puis le faire parvenir à l'équipe régionale de gestion des vaccins par courriel :
gestionvaccinsestrie.ciusssechus@ssss.gouv.qc.ca

Ne pas utiliser les codes QR sur les indicateurs; ils sont non-fonctionnels

MODE D'EMPLOI INDICATEURS THERMOSENSIBLES « *Timestrip complete* » :

(indicateur combiné chaleur/gel) (timestrip.com)

PROCÉDURE D'ACTIVATION

Technologie Timestrip PLUS

Activation simple

Timestrip® PLUS™ est inerte et ses fenêtres sont blanches avant activation.
Activation à température ambiante : aucun préconditionnement n'est nécessaire si la température ambiante est supérieure au seuil indiqué.
Pour les produits avec blister sur le dessus : appuyez fermement sur le blister situé sur le dessus de l'indicateur. Pour les produits avec blister sur le dessous : appuyez fermement sur le blister situé en dessous de l'indicateur.
Une fois activé, un trait d'activation apparaît dans la première fenêtre (la fenêtre d'activation) et continue de la remplir jusqu'à ce que l'indication « ON » s'affiche.



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Documentation complète de Timestrip

Spécifications complètes de la bande de fréquence

Taper	Irréversible, à usage unique	Stockage recommandé	Température ambiante : 22 °C/72 °F à une humidité relative de 20 à 80 %. Environnement frais et sombre.
Taille	63,5 mm x 76 mm	Conditionnement	1 Timestrip PLUS et 1 Descending sur la carte
Fonction d'activation	La fonction Descending s'active automatiquement ; la fonction Timestrip PLUS s'active manuellement.	durée de conservation	1 an
Indication de violation	Descendant - du vert au rouge ; Timestrip PLUS - du blanc au bleu.		
Précision de la température	+/- 1°C / 2°F		
Précision temporelle	Timestrip PLUS +/-15% en conditions isothermes		
Assurance qualité	Timestrip PLUS est produit selon la norme ISO9001:2015		

Nous sommes en
Discutons-en !



- Chaîne du froid complète**
Les limites de température supérieures et inférieures sont surveillées.
- Traçable**
Numéro de série unique sur chaque indicateur
- Activation manuelle et automatique**
L'indicateur ascendant s'active par simple pression d'un bouton, l'indicateur descendant s'active automatiquement.
- Des possibilités de personnalisation infinies**
Concevez une carte de visite personnalisée pour promouvoir votre marque.